

FICHE PRODUIT

Doigtier roulé en latex sans poudre - Sachet de 100

Référence : SOC-EP21982

Points forts

- délais : 48 heures
- Couleur de gant : Blanc
- Gant doigtier : 1 doigt
- conditionnement de gant : Sachet de 100 doigtiers non stérile

Description du produit

Doigtier roulé en latex sans poudre - Protection digitale à usage unique

Le doigtier en latex est un dispositif de protection à usage unique conçu pour isoler un doigt lors d'interventions ciblées : application de crèmes ou de pommades, réalisation de pansements, examens localisés ou manipulation de produits salissants. Fabriqué en latex naturel de qualité médicale, il épouse la forme du doigt tout en préservant une excellente sensibilité tactile.

Caractéristiques du doigtier latex

- Matière : latex naturel souple et résistant
- Finition sans poudre : réduit les risques d'irritation cutanée
- Bord roulé : enfilage rapide et maintien sûr à la base du doigt
- Usage unique : hygiène garantie à chaque utilisation
- Conditionnement : sachet de 100 doigtiers
- Marque : Laboratoires Euromedis, spécialiste français du dispositif médical à usage unique

Utilisations recommandées

Ce doigtier s'adresse aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, podologues)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

comme aux particuliers pour les soins à domicile. Il est particulièrement adapté à l'application de traitements topiques, à la protection d'un pansement pendant la toilette et aux gestes de premiers soins nécessitant une barrière hygiénique ponctuelle.

Commandez vos doigtiers latex chez SOCIMED

SOCIMED, distributeur de matériel médical basé en France, vous propose le doigtier latex Euromedis au meilleur prix professionnel. Livraison rapide en France, en Belgique et à l'export. Tarifs dégressifs sur demande pour les hôpitaux, cliniques, pharmacies et ONG.

Doigtiers roulés en latex non stériles non poudrés sachet de 100

Application

- Protection du doigt lors d'examens médicaux

Avantages

- Excellente sensibilité tactile

Finition extérieure : Lisse

Poudré : Non

Epaisseur du doigt (en mm) : 0,09

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doigtiers-medicaux/9461-doigtier-roule-en-latex.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Couleur de gant	Blanc
Gant doigtier	1 doigt
conditionnement de gant	Sachet de 100 doigtiers non stérile

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-EP219827E	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-EP253779E	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-CO599351E	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com