

FICHE PRODUIT



Compteur de colonies semi-automatique

Référence : SOC-COL600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Compteur de colonies semi-automatique

Caractéristiques techniques :

- Système de comptage par pression à sensibilité réglable
- Compensation automatique du poids de la boîte de pétri
- Technologie de comptage antichoc
- Lampe circulaire 20 W sous la boîte : éclairage lumineux même dans une pièce très éclairée
- Election fond clair / fond sombre
- Affichage LED du comptage de 0 à 999
- Fonction et affichage du calcul de la moyenne

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Marqueur standard inclus
- Adaptateur pour boîte de pétri de Ø120 mm
- Ecran quadrillé amovible
- Signal sonore et visuel émis à chaque pression
- Loupe 2,5x sur bras articulé
- Dimensions : 300 x 325 x h90 mm
- Poids : 4,9 kg
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 22 W
- Marqueur électrique pour comptage externe en option

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemenseur-et-lecteurs-de-colonies/9468-compteur-de-colonies-semi-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com