

FICHE PRODUIT



Systeme Swiss LithoClast 2

Référence : SOC-FT-158W

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Lithotripsie intracorporelle par l'intermédiaire d'un contrôle endoscopique visuel
- Ondes de choc générées par un impact commandé par voie pneumatique
- Facilité d'emploi, facilité de retraitement
- Haute fiabilité de la technologie
- Compatibilité avec tous les endoscopes rigides et la plupart des endoscopes flexibles d'urologie
- Toutes les pièces à main et toutes les sondes sont complètement autoclavables

ACCESSOIRES STANDARD :

- Pédale électrique
- Manuel d'instructions
- Tubulure d'alimentation en air comprimé de rechange pour pièce à main pn3 Swiss LithoClast®
- Fusibles de rechange
- Jeu de connecteurs d'échappement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Carte d'enregistrement
- Câble d'alimentation électrique (selon la norme du pays)
- Tubulure d'alimentation en air comprimé (selon la norme du pays)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TENSION D'ALIMENTATION	100 - 240 VAC
FRÉQUENCE SECTEUR	50 - 60 Hz
PUISSANCE NOMINALE	40 VA
CLASSIFICATION	EN 60601-1 Classe I Partie appliquée de type BF IP 20 93 / 42 CEE Classe IIb
MODE DE TRAVAIL	modes continus
FUSIBLES PRIMAIRES	T.I.G.A. 1,6A 250V
ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ	de 3,5 à 6,5 bars
ÉNERGIE DISPONIBLE À 2 BARS	environ 85 mJ
BOÎTIER	Poids : 6,2 kg Dimensions: hauteur : 136 mm largeur : 260 mm profondeur : 330 mm
PIÈCE À MAIN	Poids: 120 g Diamètre de la poignée : 18 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température: de +10 à +30°C Hygrométrie relative : 30 - 75 % Pression atmosphérique : 700 - 1060 HPa
CONDITION DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT	Température: de -10 à +40°C Hygrométrie relative : 10 - 95 % Pression atmosphérique : 500 - 1060 HPa

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/9479-systeme-swiss-lithoclastr-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com