

FICHE PRODUIT



PORTE TUBE A VIS USAGE UNIQUE

Référence : SOC-PTVK

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Porte Tube à Vis

- A usage unique.
- En Polypropylène.
- Diamètre: 20 mm (partie cylindrique) – 30,00 mm (base).
- Hauteur : 52,30 mm.
- Longueur insertion de l'aiguille : 4.50 mm.
- Couleur : Transparent.
- Vendu par boîte de 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/9480-porte-tube-a-vis-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com