

FICHE PRODUIT

Gant d'examen nitrile non poudré Flexiskin

Référence : SOC-127595IS

Points forts

- délais : 24 heures
- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette normale 240mm
- conditionnement de gant : Boite de 100

Description du produit

Le gant d'examen nitrile Flexiskin est un gant bleu cobalt ambidextre non poudré , très souple et très résistant aux produits chimiques.

Ce gant est certifié de catégorie III, idéal pour la manipulation de produits chimiques, grande résistance aux produits de chimiothérapie.

Longueur de la manchette: 240mm et 300mm

Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 .

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-nitrile/9481-gant-d-examen-flexiskin.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette normale 240mm
conditionnement de gant	Boite de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-127595DIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-127596DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-127597DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-127598DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-127599DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com