

FICHE PRODUIT



Gant d'intervention chirurgical latex stérile Polymer Coated bord roulé

Référence : SOC-114200PIS

Points forts

- délais : 24 heures
- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

Gant en latex sans poudre

- Gantage facilité
- Faible potentiel allergénique
- Confort et sécurité
- Grip sûr

Conditionnement minimum de vente: boîte de 50 paires.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-steriles/9487-gant-d-intervention-chirurgical-latex-sterile-polymed-coated-bord-roule.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-114200PDIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-114201PDIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-114202PDIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-114203PDIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-114205PDIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-114206PDIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-114207PDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com