

FICHE PRODUIT

Tube PRP 8 mL avec anticoagulant et gel

Référence : SOC-PRP8ML

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le PRP est une concentration viable et intacte de plaquettes sanguines humaines dans un petit volume de plasma.

Caractéristiques

Matériel: Plastique

Fonction: tube de prélèvement sanguin

Volume : 8ml

Produit: tube PRP de 8 ml riche en plaquette sanguine

Matériau: plastique ou verre

Additif: ACD ou Citrate de Sodium

Utilisation: centre de beauté, soins de la peau, esthétique, soins dentaire, soins de cheveux

Conditionnement : Prix de vente à la pièce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-et-kit-prp/9495-tube-prp-8-ml-avec-anticoagulant-et-gel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com