

FICHE PRODUIT



VALVE ANTI-RETOUR 60 cmH2O Pour ballon de réanimation adulte, autoclavable.

Référence : SOC-FZA072/PVW

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Pour ballon de réanimation adulte, autoclavable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/insufflateurs-masque-d-insufflation/9504-valve-anti-retour-60-cmh2o-pour-ballon-de-reanimation-adulte-autoclavable.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com