

FICHE PRODUIT



Analyseur portable, Modèle FineCare (FS-112)

Référence : SOC-FINECARE

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur portable, Modèle FineCare (FS-112)

L'**Analyseur portable FineCare** est un instrument utilisé pour la **détection par fluorescence**, des concentrations de divers types de **composé dans le sang**. L'**Analyseur portable FineCare** peut être utilisé à la fois dans un **laboratoire** central et dans un **aire de dépistage rapide**. L'**Analyseur portable FineCare** utilise un **laser** comme source d'**excitation lumineuse**. La lumière émise par le colorant fluorescent est collectée et convertie en un signal électrique. Le signal est étroitement lié à la quantité de molécules de colorant fluorescent présent sur le spot examiné. **SOCIMED** vous le propose à un prix raisonnable en tenant compte de sa solidité et de son usage très pratique qu'il faut noter.

Fonctionnalités de l'Analyseur portable FineCare:

- Procédure simple avec tous les accessoires nécessaires pour le test
- Résultat en 3-15 minutes
- Précision, Contrôle qualité interne, CV <5%

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taille compacte, facile à transporter
- Avec fonction de recherche / stockage de données
- Imprimante intégrée

Tests disponibles:

- Marqueurs d'infection: CRP (protéine C-réactive), PCT (Pro calcitonine)
- Marqueurs cardiaques (3-en-1): NT-proBNP, cTnI, Myo, CK-MB, H-FABP
- Marqueur de coagulation: D-Dimer
- Marqueur de blessure rénale: MAU (Micro albumine)
- Marqueur Diabète: HbA1c
- Marqueurs tumoraux: AFP (Protéine Fœtale Alpha), PSA (antigène spécifique de la prostate).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/9506-analyseur-portable-modele-finecare.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com