


FICHE PRODUIT



Set de retrait d'implant stérile

Référence : SOC-01380

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition du set

1 Blister dur compartimenté contenant :

- 1 champ troué adhésif 50 x 60 cm,
- 1 bistouri n°11,
- 2 compresses 7.5 x7.5 non-tissé,
- 1 bande de 3 sutures adhésives cutanées,
- 1 bande de contention,
- 1 seringue 2 ml,
- 1 aiguille hypodermique,
- 1 pince de Halstead courbée (mosquito),
- 1 sachet déchets

Chaque set est emballé sous blister stérile.

Conditionnement: Boite de 10 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/9507-set-de-retrait-d-implant-sterile.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com