

FICHE PRODUIT



Kit de retrait d'implant

Référence : SOC-9514580EM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition :

- 5 **compresses** non tissées 7.5 X 7.5 cm de 30 g
- 1 **pince mosquito** forceps de 12.5 cm
- 1 **seringue** 2 ml Luer
- 1 **aiguille orange** de 25g 0.5 X 16 mm
- 1 **bistouri** n° 11 + capuchon
- 1 **stéristrip** de 100 X 12 mm
- 1 **champ opératoire** de 50 X 60 cm troué 6 cm
- 1 **bande cohésive** de 5 X 2 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/9508-kit-de-retrait-d-implant.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com