

FICHE PRODUIT



Set complet de pose de Stérilet

Référence : SOC-9712185

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition du set

- un ensemble de set complet de pose :

- 1 pince de **Chéron**
- 1 pince de **Pozzi**
- 1 paire de **ciseaux coupe fils**
- **3 spéculums** emballés individuellement (tailles S, M et L)
- 1 Notice patiente / 1 notice médecin
- 1 carte patiente

- 1 stérilet à choisir parmi notre **gamme complète de 7 stérilets** cuivre ou cuivre-argent

- Sethygyn 380 Cu Mini
- Sethygyn 380 Cu Normal
- Sethygyn 380 Ag Mini
- Sethygyn 380 Ag Normal
- Sethygyn 380 Ag Maxi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sethygyn T380A
- Sethygyn 375 Cu

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/9509-set-complet-de-pose-de-sterilet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com