

FICHE PRODUIT



Urée, 2 x 125 ml

Référence : SOC-HB029CD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode:	Berthelot
Conditionnement:	2 x 125 ml
CE:	CE
Échantillons:	Sérum, Plasma, Urine
Réactif:	Lyophilisé
Mesure:	Colorimétrique, Point final
Tests par trousse sur CYANStart:	125
Tests par trousse sur CYANPro:	312
Tests par trousse sur CYANExpert:	625
Température:	2 - 8 °C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: 5boites(2 x 125 ml)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9512-uree.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com