

## FICHE PRODUIT



# Spéculum de collin 11 x 75 mm - vierge

Référence : SOC-GEU-740111

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

Spéculum de COLLIN à valve normale. \* Dimensions (longueur x largeur): 75 x 11 MM - vierge.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/952-speculum-de-collin-11-x-75-mm-vierge.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)