

FICHE PRODUIT



Bilirubine totale & directe

Référence : SOC-HB0020ACD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode:	DMSO
Conditionnement:	5 boîtes(2 x 125 ml)
CE:	CE
Échantillons:	Sérum, Plasma
Réactif:	Liquide
Mesure:	Colorimétrique, Point final
Tests par trousse sur CYANStart:	2 x 83
Tests par trousse sur CYANPro:	277 D + 208
Tests par trousse sur CYANExpert:	2 x 520
Température:	2 - 25 °C

Conditionnement minimum de vente: 5 boîtes(2 x 125 ml)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9531-bilirubine-totale-directe.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com