

FICHE PRODUIT

Phosphatase acide

Référence : SOC-HBE01CD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode:	Hillman
Conditionnement:	18 x 2 ml
CE:	CE
Échantillons:	Sérum
Réactif:	Lyophilisé
Mesure:	Colorimétrique, Cinétique
Tests par trousse sur CYANStart:	36
Tests par trousse sur CYANPro:	87
Tests par trousse sur CYANExpert:	156
Température:	2 - 8 °C

Conditionnement: 18 x 2 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9534-phosphatase-acide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com