

FICHE PRODUIT

Hémoglobine

Référence : SOC-HBS02CD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode:	NA
Conditionnement:	5
CE:	CE
Réactif:	Liquide
Température:	2 - 8 °C

Conditionnement minimum de vente: 5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9535-hemoglobine-conc-x50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com