


FICHE PRODUIT

Instrument satellite stérile métal- Emballage unitaire, Carton de 50- Instrument 5

Référence : SOC-174661DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Emballage unitaire, Carton de 100
- Type de set : Instrument 5

Description du produit

Instrument satellite stérile métal

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9540-instrument-satellite-sterile-metal-emballage-unitaire-carton-de-100-instrument-5.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Emballage unitaire, Carton de 100
Type de set	Instrument 5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com