


FICHE PRODUIT

Centrifugeuse capillaire, Modèle QBC

Référence : SOC-QBC425740

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

La centrifugeuse capillaire QBC est un outil utilisé dans le système de test paludéen QBC.

Le test paludéen QBC représente une révolution parmi les technologies de dépistage du paludisme ainsi que de parasites transmis par le sang.

Ce test microscopique est simple à utiliser et contient tous ses agents de coloration dans un seul tube, ce qui rend les tests plus rapides et plus faciles.

Le test paludéen, Modèle QBC est un test de laboratoire hautement respecté, sensible et spécifique pour tout technicien capable d'effectuer des films traditionnels minces ou épais.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/9550-centrifugeuse-capillaire-modele-qbc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com