

FICHE PRODUIT

Autopiqueur accu chek à usage unique **ACCU-CHEK SAFE-T- PRO PLUS**

Référence : SOC-4015630059

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pour contrôle de la glycémie

L'autopiqueur Accu chek SAFE-T-PRO PLUS permet de prélever **facilement** et pratiquement **sans douleur** du sang capillaire sur la pulpe d'un doigt. Il peut être réglé sur **11 profondeurs** de piqûre différentes, ce qui fait de lui un autopiqueur **adapté à tous types de peau**.

Caractéristiques :

- 11 profondeurs de piqûre différentes
- 1 seul click pour armer et déclencher
- Levier pour changer de lancette facilement
- Fenêtre de visualisation des lancettes restantes
- Prélèvement quasi-indolore
- Lancettes invisibles pour moins d'appréhension
- Facile à utiliser
- Risque minime de piqûre involontaire
- Capacité : 1 barillet de 6 lancettes stériles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Compatible uniquement avec les cartouches de lancettes accu-chek SAFE-T-PRO PLUS (SOC-401563005)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/9558-stylo-autopiqueur-accu-chek-fastclix.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com