

FICHE PRODUIT

Canules ou sondes pour hystérosalpingographie 30 mm B/10

Référence : SOC-DMEDCAN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dispositif médical stérile en polyéthylène, utile à la réalisation des hystérogographies, hystérosongographies et également des tests au bleu de méthylène.

Composée d'une canule centrale raccordée à un tube de manipulation maléable, 1 cathéter d'injection coulissant ou non avec robinet et d'un tube pvc muni d'un robinet permettant l'aspiration et provoquer l'effet ventouse.

4 tailles de cupules (en polypropylène) interchangeables en forme de cloche sont disponibles, permettent une adhésion parfaite du dispositif au col mais aussi l'adaptation à tout types de tailles de col de l'utérus.

Diamètre des cupules disponibles en coulissant et non coulissant : 20mm, 25mm, 30mm, 35mm
Longueur : 400 mm.

Emballage individuel pelable stérile. CE

boite de 10 sondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/canules-hysterographie/9560-canule-pour-hysterosalpingographie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche Canule d'hystéro

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com