

FICHE PRODUIT

Pinces Babcock 20 cm

Référence : SOC-DIS693902

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pinces pour **l'hémostase** pouvant également être utilisées comme pince à tissus, pince de traction et de préhension.

Pinces en acier inoxydable autoclavables à 134° C pendant 18 minutes. Nettoyage en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Longueur : 20 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9564-pinces-babcock-20-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com