

FICHE PRODUIT



CYSTOSCOPE COMPLET AVEC ACCESSOIRES AVEC LUMIERE FROIDE

Référence : SOC-501921

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Xenon source à lumière froide, 180 W commutable de 110/115 a 230/240VAC, adaptateur STORZ.
- Cystoscope, 4mm, 30°, 302mm autoclavable, grand angle
- Gaines cystoscope-uréthroscope 21 Charr. avec obturateur et 2 robinets fixes Luer-Lock
- Pont simple avec 1 canal pour instruments
- Pont d'Albarran avec déflecteur, cran d'arrêt et 1 entrée pour instruments
- Pince à biopsie mors curettes avec tige flexible, 7Charr., 40cm
- Pince à corps étrangers avec tige flexible, 7Charr., 40cm
- Ciseaux avec tige flexible, 7 Charr., 40cm
- Câble lumière froide Ø4,8mm x 230cm, fibre en verre protection métal, inclus adaptateurs STORZ/STORZ.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibroscopes-divers/9576-cystoscope-complet-avec-accessoires-avec-lumiere-froide.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com