

FICHE PRODUIT



MOTEUR CHIRURGICAL MULTIFONCTION A BATTERIE

Référence : SOC-605058

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

COMPREND :

- 1 moteur
- 1 tête scie oscillante 0/15000 osc / mn + 2 lames
- 1 tête perceuse + 3 mèches
- 2 batteries
- 1 chargeur
- 1 clé

Pièce à main compatible avec plusieurs têtes

Rotation 360°

Pièce a main et têtes en, acier inoxydable stérilisable a 135°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9581-moteur-chirurgical-multifonction-a-batterie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com