

FICHE PRODUIT

Table à plâtre

Référence : SOC-OSCI2237

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Grâce à sa double articulation et à son cadre bas et large, cette **table à plâtre** est très rigide. Utilisée conjointement avec la **potence optionnelle**, cette table à plâtre trouve sa place dans chaque salle de plâtre.

La partie dorsale et les jambes peuvent être ajustées individuellement dans toutes les positions grâce aux vérins à gaz. Les parties des jambes sont ajustables séparément jusqu'à un angle de 90° incliné vers le bas.

La table est ajustable en hauteur grâce à un vérin électrique à commande à pied ou à main.

La table est toujours équipée de roulettes et d'un système de verrouillage central qui permet aux roues de freiner simultanément.

Caractéristiques du produit :

- Dimensions:
185 x 60cm (sans potence)
205 x 60cm (avec potence)
- Hauteur ajustable: 65 - 115cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité: 175kg
- Le cadre est revêtu de peinture époxy
- Peu d'entretien sur les articulations et les parties mobiles
- Tous les pieds sont ajustables pour assurer la stabilité sur les sols inégaux.

Accessoires en option pour la table à plâtre:

- Potence (ref: **SOC-WPAPE001**)
- Support genoux rembourré avec des tubes horizontaux ajustables, livré avec rails et pinces de fixation (ref **SOC-WPMKNIEST00**)
- Revêtement CD - line
- Bar-switch system Plaster E
- Extra-large/largeur spéciale (70 cm)
- Interrupteur à pédale + prise en T
- Interrupteur à main + prise en T

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-orthopedique/9587-table-a-platre.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com