

FICHE PRODUIT

Appareil d'anesthésie, Modèle A9600

Référence : SOC-A9600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ecran tactile couleur LCD TFT 12.1", control facile de l'interface utilisateur par écran tactile et l'outil de navigation.

Supports compatible aux normes Selectatec[™] contiennent deux vaporisateurs.

Affichage électronique du flux de gaz frais avec boutons classiques de commande du débit.

Supports de rail GCX permet une connexion facile à d'autres dispositifs médicaux.

Absorbeur compatible aux normes Prepaks et stérilisable à la vapeur.

Système d'absorbeur de CO2 à chaud, avec CPU indépendant pour contrôler la température à 35°C.

Descriptions :

- Modes de ventilation : IPPV, PCV, SIMV, PS, Manuel .
- Les modes PCV et SIMV+PS offrent plus de flexibilité pour la ventilation sur un large éventail de besoins patients ; adapté pour l'opération des enfants et des adultes.
- Fonctions facultatives de surveillance des O2, CO2 et des 5 types d'agents anesthésiques.
- Le système fournit au moins 25% de concentration de O2 en tout temps.
- L'option AGSS (Système de Dépollution de Gaz Anesthésique) assure une évacuation sûre et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

efficace des déchets.

- Grande surface de travail en acier inoxydable avec table pivotante standard.
- Une gamme impressionnante de fonctionnalités standard améliore la convivialité du système : débitmètre à oxygène auxiliaire, contrôle d'aspiration intégré et prises auxiliaires de courant alternatif.
- 3 tiroirs pour rangement avec serrure.
- Éclairage avec 2 réglages de luminosité.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/9595-appareil-d-anesthesie-modele-a9600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com