

FICHE PRODUIT

Boîte pour stérilisation des gants, 300 x 150 x 60 mm

Référence : SOC-GEU-123301

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Avec éclipses latérales
- Dimensions 300 x 150 x 60 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-pour-sterilisation/960-boarte-pr-sterilisation-des-gants-300-x-150-x-60-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com