

FICHE PRODUIT



Réactif Cleaner □ 53 C

Référence : SOC-A11-000134

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications

- Des produits de haute qualité, fruit des travaux d'une équipe de recherche dédiée.
- Des résultats fiables et traçables grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle qualité et de réactifs d'origine.
- Réactifs de coloration chimique brevetés pour la détermination des éosinophiles.
- Durée de vie accrue : jusqu'à 12 mois.
- Conditionnement minimum de vente : bidon de 1litre x 4

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9613-reactif-cleaner-53-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com