

FICHE PRODUIT



Réactif BC 5300 calibrateur

Référence : SOC-003C-30-83703

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications

- Des produits de haute qualité, fruit des travaux d'une équipe de recherche dédiée.
- Des résultats fiables et traçables grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle qualité et de réactifs d'origine.
- Réactifs de coloration chimique brevetés pour la détermination des éosinophiles.
- Durée de vie accrue : jusqu'à 24 mois.
- Conditionnement minimum de vente : bidon de 2 x 3ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9615-reactif-bc-5300-calibrateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com