

FICHE PRODUIT



Automate pour préparation de milieux de culture 2 x 40D

Référence : SOC-7552x40D

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité de l'automate : 80 l

Description du produit

ARGACLAVE 2 x 40D (7552x40D)

Double compresseur à commande numérique avec deux systèmes de contrôle indépendants avec capacité de stérilisation de 40+ 40 litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques	ArgaClave 2 X 10 T/D	ArgaClave 2 X 20 T/D	ArgaClave 2 X 30 T	ArgaClave 2 X 40 T/D	ArgaClave 2 X 60D
Type	Chauffage indirect à double chambre				
Volume d'Agar utile	2 X 10L	2 X 20L	2 X 30L	2 X 40L	2 X 60L
Chargement / déchargement de l'eau	Complètement automatique				
Température de stérilisation	Programmable de 90°C à 121°C				
Durée de stérilisation	Programmable de 1 à 200 minutes				
Additif additionnel	Programmable après la phase de stérilisation				
Température de distribution	Programmable de 40°C à 180°C				
Mélange du milieu de culture	Unité de mélange magnétique avec une vitesse réglable				
Sondes de température	Une dans le générateur de vapeur et une dans la chambre de stérilisation				
Programme de stérilisation	Jusqu'à 100 programmes de stérilisation spécifiques et entièrement automatisés avec prévisualisation graphique du cycle et possibilité de commenter chaque recette				
Port pour suppléments ou ajout d'additif	Oui				
Imprimante/enregistreur	Intégré				
Vanne d'évacuation automatique	Oui				
Refroidissement automatique	Oui				

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture/9623-automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture-2-x-40d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité de l'automate	80 l

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com