

**FICHE PRODUIT**

## Automate pour préparation de milieux de culture 2 x 60D

Référence : SOC-7552x60D

**Points forts**

- délais : 48 heures
- capacité de l'automate : 120 l

### Description du produit

ARGACLAVE 2 x 60D (7552x10D)

Double compresseur à commande numérique avec deux systèmes de contrôle indépendants avec capacité de stérilisation de 60+ 60 litres.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Caractéristiques                            | ArgaClave<br>2 X 10 T/D                                                                                                                                            | ArgaClave<br>2 X 20 T/D | ArgaClave<br>2 X 30 T | ArgaClave<br>2 X 40 T/D | ArgaClave<br>2 X 60D |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Type                                        | Chauffage indirect à double chambre                                                                                                                                |                         |                       |                         |                      |
| Volume d'Agar utile                         | 2 X 10L                                                                                                                                                            | 2 X 20L                 | 2 X 30L               | 2 X 40L                 | 2 X 60L              |
| Chargement /<br>déchargement de l'eau       | Complètement automatique                                                                                                                                           |                         |                       |                         |                      |
| Température de<br>stérilisation             | Programmable de 90°C à 121°C                                                                                                                                       |                         |                       |                         |                      |
| Durée de stérilisation                      | Programmable de 1 à 200 minutes                                                                                                                                    |                         |                       |                         |                      |
| Additif additionnel                         | Programmable après la phase de stérilisation                                                                                                                       |                         |                       |                         |                      |
| Température de distribution                 | Programmable de 40°C à 180°C                                                                                                                                       |                         |                       |                         |                      |
| Mélange du milieu de<br>culture             | Unité de mélange magnétique avec une vitesse réglable                                                                                                              |                         |                       |                         |                      |
| Sondes de température                       | Une dans le générateur de vapeur et une dans la chambre de stérilisation                                                                                           |                         |                       |                         |                      |
| Programme de stérilisation                  | Jusqu'à 100 programmes de stérilisation spécifiques et entièrement automatisés avec prévisualisation graphique du cycle et possibilité de commenter chaque recette |                         |                       |                         |                      |
| Port pour suppléments ou<br>ajout d'additif | Oui                                                                                                                                                                |                         |                       |                         |                      |
| Imprimante/enregistreur                     | Intégré                                                                                                                                                            |                         |                       |                         |                      |
| Vanne d'évacuation<br>automatique           | Oui                                                                                                                                                                |                         |                       |                         |                      |
| Refroidissement<br>automatique              | Oui                                                                                                                                                                |                         |                       |                         |                      |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


## Page produit

<https://www.socimed.com/automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture/9624-automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture-2-x-60d.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique        | Valeur    |
|------------------------|-----------|
| delais                 | 48 heures |
| capacité de l'automate | 120 l     |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com