


FICHE PRODUIT



Lipase

Référence : SOC-HBE09

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Méthode	Enzymatique
Conditionnement	4 x 10 ml
Température	2 - 8 °C
Echantillons	Sérum Plasma
Réactifs	Liquide
Mesures	Colorimétrique, Cinétique
Tests par trousse sur CYANStart:	40
Tests par trousse sur CYANPro:	80
Tests par trousse sur CYANExpert:	181

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9626-lipase.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com