

FICHE PRODUIT



Lactate Déshydrogénase

Référence : SOC-HBE08

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Méthode	DGKC
Conditionnement	5boites(20 x 3 ml)
Température	2 - 8 °C
Echantillons	Sérum
Réactifs	Lyophilisé
Mesures	Ultraviolet, Cinétique
Tests par trousse sur CYANStart:	66
Tests par trousse sur CYANPro:	120
Tests par trousse sur CYANExpert:	240

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9627-lactate-deshydrogenase.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com