

FICHE PRODUIT



Réactif Gamma GT (?-GT) 240 + 60 ml

Référence : SOC-HBEL06

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Méthode	Carboxy substrate
Conditionnement	240 +60 ml
CE	CE
Température	2 - 8 °C
Echantillons	Sérum, Plasma
Réactifs	Lyophilisé
Mesures	Colorimétrique, Cinétique
Tests par trousse sur CYANStart:	225
Tests par trousse sur CYANPro:	548
Tests par trousse sur CYANExpert:	978

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9628-gamma-gt.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com