

**FICHE PRODUIT**



## Tambour de stérilisation, 340 x 165 mm

Référence : SOC-GEU-111342

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

Caractérisés:

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimensions (Ø x h): 340 x 165 mm.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/963-tambour-de-sterilisation-340-x-165-mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com