

FICHE PRODUIT



Creatine Kinase-MB (CK-MB)

Référence : SOC-HBE10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Méthode	Immuno-inhibition
Conditionnement	60+15 mL
CE	CE
Température	2 - 8 °C
Echantillons	Sérum, Plasma
Réactifs	Lyophilisé
Mesures	Ultraviolet, Cinétique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/reactifs/9630-creatine-kinase-mb-ck-mb.html>

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com