


FICHE PRODUIT



BRAS DE DISTRIBUTION FLUIDES CHIRURGIEN modèle UP700

Référence : SOC-BRADFC1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BRAS DE DISTRIBUTION FLUIDES CHIRURGIEN modèle UP700

EQUIPE DE :

1 BRAS DE BASE UP700 (2 axes) / LG 905 mm

1 BOITIER UP 700 ÉQUIPÉ V 450 2 TUBES Ø30 PARALLELES

Prises Fluides

1 PRISE FLUIDE FLEXIBLE SERTI AIR 3 b

1 PRISE FLUIDE FLEXIBLE SERTI VIDE

1 PRISE FLUIDE FLEXIBLE SERTI AIR MOTEUR 7 b

3 DÉTROMPEUR FOURES

Courants fort et faibles

3 PC CABLÉES 10/16 A +T

3 PC ONDULÉES 10/16 A +T

1 PRISE INFORMATIQUE RJ45 MONTEE NON CABLEE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Accessoires:

1 PLATEAU RESINE 550 X 400 P/TUBE Ø 30 PARALLELE AVEC RAIL 3 CÔTÉS

1 RAIL EN U POUR TUBE Ø 30 BOITIER VERTICAL

Système d'ancrage

1 TUBE DE REHAUSSE LOURD

OPTION :

1 PRISE FLUIDE CO2

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9649-bras-de-distribution-fluides-chirurgien.html>


**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com