

FICHE PRODUIT



Boite Goitre

Référence : SOC-401541

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boite goitre

- 1 boite inox 35 x 15 x 8 cm
- 4 pinces de backhauss 9 cm
- 12 pinces de kocher droites a/g 14 cm
- 6 pinces de christophe cbe s/g 16 cm
- 1 pince en coeur 16 cm
- 2 pince dissection s/g 14 cm et 11.5 cm + 2 a/g 14 cm et 11.5 cm
- 2 pinces d'ombredanne 13 cm
- 2 ciseaux de mayo droits 16 cm et 1 cbe 14 cm
- 1 sonde cannelée 14 cm
- 1 stylet olivaire double 14 cm
- 1 paire ecarteur farabeuf 12 cm
- 1 manche bistouri n° 4
- 1 porte-aiguilles mayo-hegar 16 cm
- 1 épingle à instruments 12 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 pinces de pozzi 24 cm
- 6 pinces halstead droit s/g 13 cm
- 1 canule de yankauer 27 cm
- 1 spatule a goitre de kocher 15 cm
- 1 ciseaux a goitre de schoemaker 15 cm cbe

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9651-boite-goitre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com