

FICHE PRODUIT



Boîte pour chirurgie Vasculaire

Référence : SOC-379941

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

COMPOSITION DE LA BOITE VASCULAIRE

- 1 Boîte en inox
- 12 Pincas Bengolea 24 cm cbe S/G et 12 A/G
- 12 Pincas Kocher 15 cm dte A/G
- 6 Pincas micro Halstead 12 cm cbe S/G et 12 A/G
- 3 Pincas de Bakey dte 20, 24 et 30 cm
- 1 Porte aiguilles de Bakey 18 cm Tungstene
- 1 de crilewood 24 cm tungstene et 1 de Mayo Hegar 26 cm
- 1 Ciseaux Metzembraum 18 cm cbe et 1 de 23 cm cbe
- 1 ciseaux Nelson 26 cm courbe mousse
- 1 Ecarteur de Love 19 cm Coude et 1 de 19 cm dte
- 1 Ecarteur de Beckmann 21 cm, et 1 de 30 cm
- 1 Pince Oshaugnessy 24 cm 90°
- 1 Clamp Bailey cbe 217 mm
- 2 Dissecteurs de Robb

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3 Canule à Heparine fig 1, 2 et 3
- 2 Clamps Bulldog Debakey dte 5 cm et 3 dte de 7 cm
- 1 ciseaux de Bakey CDE 17 cm et de 23 cm
- 2 Pince Leland Jones CDE
- 1 Clamp de Bakey CDE 23 cm, 1 de 21 cm, 20 cm, 25 cm et 1 CBE de 27 cm
- 1 Pince P/Vaisseaux de Bakey 17 cm
- 6 Pincés à compresse 14 cm Porte-aiguille mayo-hégar, 18 cm, 2 pièces

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9653-boite-vasculaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com