

FICHE PRODUIT



Boîte pour chirurgie du Larynx

Référence : SOC-371941

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte de chirurgie du Larynx

- 1 Boîte Instr. Inox 400x160x 75
- 1 Aiguille de Deschamp
- 1 Canule de Frazier
- 1 Canule trachéale
- 1 Ciseau de Mayo droit 18cm
- 1 Ciseau iridectomie
- 1 Ciseau Larynx de Killian (courbe)
- 1 Ciseau larynx de Killian (droit)
- 1 Ciseau pointu/pointu courbe 14cm
- 1 Ecarteur de Gelpi
- 1 Ecarteur de Wolkman 3 griffes pointues
- 4 Ecarteurs de Langenbeck
- 2 Ecarteurs de Wolkman 4 griffes pointues
- 1 Elévateur de Freer

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 MancheS n°4 et Manche n°4L
- 1 Pince à disséquer avec griffes 14cm
- 1 Pince à disséquer fine sans griffe 14cm
- 1 Pince à disséquer sans griffes 14cm
- 2 Pince chirurgicales languette
- 6 Pince de Péan 14cm
- 1 Pince de Pozzi
- 1 Pince gouge de Lempert
- 1 Pince pour la Tumeur 18cm
- 4 Pincettes Backhaus
- 2 Pincettes Kocher avec griffes 14cm
- 1 Porte-aiguille de Mayo-Hegar

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9654-boite-pour-chirurgie-du-larynx.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com