

FICHE PRODUIT



BOITE CHIRURGIE PLASTIQUE

Référence : SOC-5052121

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîte pour chirurgie plastique

Composition

- 1 boîte inox 25x10x5 cm
- 2 releveur a paupière de Desmarres 14cm x 14 mm
- 1 pince Adson s/g 12cm
- 1 pince à dissection de Quenu 15cm
- 1 pince à dissection a/g, 14 cm
- 1 paire de ciseaux Metzembaum cbe 14 cm
- 1 paire de ciseaux strabisme 11.5 cm
- 1 élévateur de Freer 19cm
- 6 pinces Halstead s/g courbes 13 cm
- 4 pinces Halstead s/g droite 13 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2 pinces Chaput 13 cm
1 porte-aiguilles Halsey 13 cm
2 crochets de Gillies 18 cm
1 pince Adson a/g 12 cm
1 pince à dissection fine s/g 11,5 cm
1 paire de ciseaux Mayo courbes 16 cm
1 paire de ciseaux pointus droits 11.5 cm
2 pinces Terrier 13 cm
1 crochet 2 griffes mousses 16 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9658-boite-chirurgie-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com