

FICHE PRODUIT



Boîte pour décollement de la rétine

Référence : SOC-5052801

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte

- 1 Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm
- 1 Blépharostat Pley, 7 cm
- 1 Ciseaux Stevens, 10 cm, droits
- 1 Ciseaux Iridectomie, courbes, 11,5 cm
- 1 Couteau à Cataracte de Paufigue
- 2 Crochet Graefe à Strabisme, mousse
- 1 Manche Bistouri n°3
- 1 Ecarteur Bonn
- 1 Ecarteur Arruga
- 1 Marqueur Meyer
- 2 Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, S/G
- 2 Pince à Fixer Graefe, 11 cm, à ressort et à enclenchement
- 1 Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique
- 1 Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G
- 2 Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite
- 1 Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9664-boite-pour-decollement-de-la-retine.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com