

FICHE PRODUIT



Boîte pour corps étrangers magnétiques

Référence : SOC-5052871

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition

1BOITE INOX 20X10X5CM
1BLEPHAROSTAT DE PLEY 7CM
2PINCES HEMOSTATIQUES A TENDRE LES FILS DE WECKER 5CM DROITE
1PINCE A FIXER DE GRAEFE 11 CM SANS RESSORT
1PINCE A FIXER DE DUJARDIN
1PINCE DISSECTION FINE GRAEFE A IRIS 10 CM DROITE S/G
1PINCE A SUTURE DE TUBINGEN (A PLATEAU) 10CM DROITE S/G
1PINCE A IRIS FISHER 7 CM COURBE
1CROCHET GRAEFE MOUSSE
1ECARTEUR DE BONN
1TAPIS SILICONE 18X9CM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9679-boite-pour-corps-etranagers-magnetiques.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com