

FICHE PRODUIT



Tambour de stérilisation, 290 x 165 mm

Référence : SOC-GEU-111292

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimensions (Ø x h): 290 x 165 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/970-tambour-de-sterilisation-290-x-165-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com