

FICHE PRODUIT



LUNETTE LOUPE - GROSSISSEMENT VARIABLE 1,8 A 4,8

Référence : SOC-602996

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

LUNETTE LOUPE - GROSSISSEMENT VARIABLE 1,8 A 4,8

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9706-lunette-loupe-grossissement-variable-1-8-a-4-8.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com