

FICHE PRODUIT

Auto-tensiomètre, Modèle SOCIMED

Référence : SOC-AUTO-TENS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Auto-tensiomètre, Modèle SOCIMED

- Appareil pour mesurer la tension au poignet.
- Entièrement automatique.
- Gonflage et dégonflage automatique.
- Large écran à cristaux liquides.
- Arrêt automatique pour économiser la pile.
- Boîte à garder, piles ci-inclus.
- Possibilité de mémoriser 85 résultats.
- Attestation clinique.
- Fabrication: Allemande.
- Certifié CE.

• Contenu du coffret

1 x SBC 15; 1 x Boite de rangement; 2x 1,5V Piles AAA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/972-auto-tensiometre-modele-socimed.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com