

FICHE PRODUIT

Boîte de forceps de tarnier

Référence : SOC-502312

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

COMPOSITION :

1 BOITE INOX 42X18X9 CM

1 FORCEPS DE TARNIER AVEC TRACTEUR 40 CM

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9773-boite-forceps-de-tarnier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com