

FICHE PRODUIT



BOITE POUR CERCLAGE DU COL UTERIN

Référence : SOC-505221

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Composition boîte cerclage utérin

Ciseaux Mayo, courbes, 25 cm
Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm
Pince à Champs Backhaus, 9 cm
Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm
Pince Pozzi, droite, 24 cm
Pince Dissection, A/G, 20 cm
Pince Foerster, striée, 24 cm, droite
Pince Bozeman, contre-coudée, 24 cm
Porte-aiguille Stratte, 23 cm, tungstène
Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm
Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm
Valve Landau, 100x28 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9776-boite-pour-cerclage-du-col-uterin.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com