

FICHE PRODUIT

Rééducateur périnéal Modèle Elvie

Référence : SOC-ELV411FR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fonctionnement

- Introduisez Elvie
- Connectez-vous à l'application dans votre appareil de connexion
- Suivez l'évolution de votre force pelvienne

Design primé

Élégant, innovant et intelligent

Innovation technologique

Nouvel étalon de référence de la technologie biofeedback -un système breveté de capteurs de force et de mouvement pour mesurer la force, guider et corriger les exercices

Par des femmes, pour les femmes

Le tracker d'exercices de Kegel le plus petit au monde. Ergonomique, discret et portable

Durable et sûr

Recouvert de silicone de qualité médicale, 100 % imperméable, ayant subi des tests rigoureux avec succès

Transport et détails de l'emballage**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions du carton d'emballage: 15 x 15 x 6,5 cm (H x l x L)
- Un produit dans l'emballage: 0.3 Kg
- Société de transport: DHL, UPS, FedEx
- Nombre de produits dans le carton d'emballage: 10 pièces - Carton intérieur; 30 pièces - Carton extérieur
- Dimensions du carton de transport: 33 x 16 x 22 cm (H x l x L) - Carton intérieur; 28 x 34 x 36 cm (H x l x L) - Carton extérieur
- Poids du carton de transport: 3,2 Kg - Carton intérieur; 9 Kg - Carton extérieur

Détails techniques

Couleur et finition: Céleste / silicone de qualité médicale

Batterie: Lithium-ion

Dimensions: 80 x 35 x 30 mm (H x l x L)

Recharge: 1 heure de recharge pour 1 mois d'utilisation normale

Méthode de chargement: Par induction (sans fil)

Poids: 25 g

L'application

- Entraînements de cinq minutes
- Six exercices uniques
- Quatre niveaux différents: apprentissage, débutant, intermédiaire, avancé
- Suivi et enregistrement des entraînements dans le temps
- Section Aide détaillée dans l'application
- Données stockées de manière sécurisée sans informations personnelles identifiables
- Mises à jour régulières, des nouveaux jeux et des fonctionnalités améliorées en permanences

Conditionnement: un pack comprenant 1. Emballage | 2. Guide de démarrage rapide | 3. Tracker d'exercices de Kegel | 4. Coque en option pour ajuster la taille | 5. Câble de chargement micro USB | 6. Étui de chargement sans fil

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9777-reeducateur-perineal-connecte-modele-elvie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com