

FICHE PRODUIT

Trousse Matronne

Référence : SOC-604783

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la Trousse Matronne

Boite inox a instruments 300 x 120 x 60 mm incluant :

- 2 pince kocher drt a/g 14 cm 2,00
- 1 pince de foerster stries drt 24 cm 1,00
- 1 pince a pansements droite 24 cm "longuette "
- 1 ciseaux mousse droit 16 cm
- 1 sonde vesicale metal femme
- 1 ciseaux pointu droit 14 cm
- 1 bock a douche plastique avec tuyau robinet canule
- 1 poire enema avec canule (sous sachet) complete
- 1 stethoscope de pinard alu
- 1 metre ruban souple
- 1 dispositif aspiration mucosite nourrisson + sonde
- 1 haricot inox 200 x 95 x 35 mm 0,2 l.
- 1 cupule inox fond plat d.80 mm x h.40 mm (0,120l)
- 1 alese 100x180 cm ep.6/10
- 1 coton hydrophile roule paquet 500 grs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9780-trousse-matronne.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com